Wärmegürtel

Anwendungshinweise

Nach Öffnen der Verpackung kann der Wärmer wie ein Gürtel angelegt werden. Am besten auf der untersten Kleidungsschicht.

Wenn Du es besonders warm magst, kannst Du den Stretch-/Vliesgürtel auch direkt über der Haut anwenden.

Der Wärmegürtel ist dermatologisch getestet. Platziere ihn so, dass sich die Wärmezellen an der gewünschten Stelle befinden. Mittels Klettverschluss wird der Gürtel verschlossen.

Hinweis:

- Nicht für kranke oder empfindliche Haut geeignet (z.B. Diabetiker, Meschen mit Empfindungsstörungen)
- Wärmer sofort entfernen wenn er unangenehm heiß wird
- Nicht während dem Schlafen verwenden
- Nicht wiederverwendbar
- Sicherheitshinweise auf der Verpackung beachten